

**TECH-SUL Medical Industria e Comercio LTDA**

CNPJ: 21.831.246/0001-85 / I.E.: 257.570.411

Rua Nelson Espindola, Nº 138, Centro

Barra Velha/SC, CEP: 88.390-000

Fone: (47) 3456-5033 / Celular: (47) 98465-3032

E-mail: [licitacao1@techsulmedical.com.br](mailto:licitacao1@techsulmedical.com.br) / [tecsullicitacao@gmail.com](mailto:tecsullicitacao@gmail.com)Site: [www.techsulmedical.com.br](http://www.techsulmedical.com.br)

**AO PODER JUDICIÁRIO  
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR  
BRASÍLIA DF  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2025  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010098/25-00.194  
AQUISIÇÃO**

**Proponente/Razão Social:** TECH-SUL Medical Indústria e Comercio LTDA

CNPJ: 21.831.246/0001-85

Inscrição Estadual: 257.570.411

Endereço: Rua Nelson Espindola, nº 138 – Bairro: Centro

Cidade: Barra Velha - CEP: 88.390-000

Pessoa para contato: Mirian Stuaní de Almeida e Francine Muniz de Mello

Telefone de contato: 47-3456-5033 – 47-98465-3032

E-mail: [tecsullicitacao@gmail.com](mailto:tecsullicitacao@gmail.com) / [licitacao1@techsulmedical.com.br](mailto:licitacao1@techsulmedical.com.br)**DADOS BANCÁRIOS:****NOME DO BANCO:** BANCO DO BRASIL**CIDADE:** BARRA VELHA**Nº DA AGÊNCIA:** 3257-3**Nº DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA:** 26.141-6**CHAVE PIX:** 21831246000185

**PROPOSTA READEQUADA  
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL**

A empresa em epígrafe, por intermédio de sua representante legal, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços para fornecimento do Item abaixo discriminado, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | Quant. | Valor Ref. | TOTAL  | MARCA    | MODELO   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|--------|----------|----------|
| 10   | IMOBILIZADOR DE CABEÇA COM ESPUMA: EQUIPAMENTO IMOBILIZADOR DE CABEÇA PARA PRANCHA DE RESGATE, TIPO HEAD BLOCK, CONFECCIONADO EM ESPUMA, IMPERMEÁVEL, COM DOIS CINTOS IMOBILIZADORES REGULÁVEIS PARA TESTA E QUEIXO.                                                           | Unid. | 4      | 78,00      | 312,00 | TECH-SUL | TECH-SUL |
| 11   | CINTO TIPO ARANHA PARA PRANCHA DE RESGATE: CINTO DE IMOBILIZAÇÃO PARA PRANCHA RÍGIDA, COM UM TIRANTE PRINCIPAL NA PARTE SUPERIOR COM SISTEMA EM "V" NA COR PRETA; COM TIRANTES TRANSVERSAIS NA COR VERDE, VERMELHO E AMARELO; ALTURA AJUSTÁVEL EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO. | Unid. | 4      | 42,00      | 168,00 | TECH-SUL | TECH-SUL |

**TECH-SUL Medical Industria e Comercio LTDA**

CNPJ: 21.831.246/0001-85 / I.E.: 257.570.411

Rua Nelson Espindola, Nº 138, Centro

Barra Velha/SC, CEP: 88.390-000

Fone: (47) 3456-5033 / Celular: (47) 98465-3032

E-mail: [licitacao1@techsulmedical.com.br](mailto:licitacao1@techsulmedical.com.br) / [tecsullicitacao@gmail.com](mailto:tecsullicitacao@gmail.com)Site: [www.techsulmedical.com.br](http://www.techsulmedical.com.br)

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |       |          |             |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|----------|-------------|-------------|
| 14 | BANDAGEM ISRAELENSE 15CM: CURATIVO DE EMERGÊNCIA MULTIFUNCIONAL, ESTÉRIL E EMBALADO A VÁCUO, PROJETADO PARA O CONTROLE RÁPIDO E EFICAZ DE HEMORRAGIAS MODERADAS A SEVERAS. COMBINA UM CURATIVO PRIMÁRIO NÃO ADERENTE, PARA MINIMIZAR A ADERÊNCIA À FERIDA, UM APLICADOR DE PRESSÃO INTEGRADO PARA FOCALIZAR A PRESSÃO SOBRE O LOCAL DO SANGRAMENTO, E UM SISTEMA DE FECHAMENTO SEGURO. PERMITE A AUTOAPLICAÇÃO COM UMA SÓ MÃO. | Unid. | 35 | 70,20 | 2.457,00 | HOSPICENTER | HOSPICENTER |
| 15 | BANDAGEM ISRAELENSE 10CM: CURATIVO DE EMERGÊNCIA MULTIFUNCIONAL, ESTÉRIL E EMBALADO A VÁCUO, PROJETADO PARA O CONTROLE RÁPIDO E EFICAZ DE HEMORRAGIAS MODERADAS A SEVERAS. COMBINA UM CURATIVO PRIMÁRIO NÃO ADERENTE, PARA MINIMIZAR A ADERÊNCIA À FERIDA, UM APLICADOR DE PRESSÃO INTEGRADO PARA FOCALIZAR A PRESSÃO SOBRE O LOCAL DO SANGRAMENTO, E UM SISTEMA DE FECHAMENTO SEGURO. PERMITE A AUTOAPLICAÇÃO COM UMA SÓ MÃO. | Unid. | 35 | 68,40 | 2.394,00 | HOSPICENTER | HOSPICENTER |
| 21 | TESOURA PONTA ROMBA: FERRAMENTA DE CORTE PARA BANDAGEM, LÂMINAS COM AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 6  | 25,20 | 151,20   | TECH-SUL    | TECH-SUL    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |       | 5.482,20 |             |             |

O valor para fornecimento do objeto acima é de **R\$ 5.482,20 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte centavos)**.

O prazo de validade da proposta de preços é de **90 (noventa) dias** a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas, pelo Pregoeiro.

O prazo de fornecimento é de **30 (trinta) dias** contados a partir da data de assinatura do Contrato de Fornecimento.

Declaro-me, ainda, de acordo com todos os termos do edital em epígrafe, e respectivos anexos, obrigando-me a cumprir se vencedor for deste certame. Igualmente estou ciente de que quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, ensejará a desclassificação da proposta.

Autorizo para o envio de todas as notificações, intimações e esclarecimentos relacionados ao presente processo licitatório para o e-mail constante na proposta, se assim entendido apropriado pela administração.

No preço proposto estão inclusas todas as obrigações constantes no edital e na minuta do contrato, inclusive direitos trabalhistas, respectivos encargos sociais,



**TECH-SUL Medical Industria e Comercio LTDA**

CNPJ: 21.831.246/0001-85 / I.E.: 257.570.411

Rua Nelson Espindola, Nº 138, Centro

Barra Velha/SC, CEP: 88.390-000

Fone: (47) 3456-5033 / Celular: (47) 98465-3032

E-mail: [licitacao1@techsulmedical.com.br](mailto:licitacao1@techsulmedical.com.br) / [tecsullicitacao@gmail.com](mailto:tecsullicitacao@gmail.com)

Site: [www.techsulmedical.com.br](http://www.techsulmedical.com.br)

tributos, contribuições, despesas com alimentação, transporte, hospedagem, e qualquer outra que possa surgir.

Barra Velha/SC, 23 de outubro de 2025

Mirian Stuani de Almeida - Sócia Administrativa

RG: 37739757 SSP/SP / CPF: 427.852.781-00



## Imobilizador lateral de cabeça Tech-Sul Medical

Confeccionado em espuma injetada, impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical, contendo tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido.

### CONTÉM:

- BASE 26,5 X 39,0 X 0,06;
- ALÇAS CA 30MM PARA FIXAÇÃO
- REGULADORES PARA O AJUSTE TIRANTES
- DE QUEIXO E TESTA
- 02 UNIDADES DE ESTABILIZADOR DE CABEÇA DE 14,5 X 24,5 X 05



FABRICADO E DISTRIBUIDO POR:  
TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
CNPJ: 21.831.246/0001-85

(47) 3456-5099 - (47) 98475-2214

[www.techsulmedical.com.br](http://www.techsulmedical.com.br)  
[www.techsulmedical.com.br](http://www.techsulmedical.com.br)



## **BANDAGEM ISRAELENSE HOSPICENTER**

### **INSTRUÇÕES DE USO**



#### **Indicações de Uso:**

A Bandagem Israelense Hospicenter é um dispositivo de contenção de hemorragias que pode ser aplicado em qualquer parte do corpo, não se limitando apenas as extremidades, como pernas, braços, cabeça e outros. Sua indicação efetiva está relacionado a realização de hemostasia temporária e redução de mortalidade por lesões devido a hemorragia. A Bandagem utiliza um sistema de barra que proporciona uma pressão muito maior ao ferimento comparada a bandagens comuns, é possível aplicar até 13kg de pressão sobre o ferimento, caso se exerça pressão adicional é possível chegar até 16kg, podendo, desta forma, ser usada até mesmo como um torniquete.

#### **Princípio de Funcionamento:**

A Bandagem Israelense Hospicenter promove a compressão direta sob a ferida, já a bandagem estéril secundária mantém o curativo e pressiona firmemente o local ferido, evitando também o risco de infecções.

#### **Modo de Uso:**

Forma de Aplicação: Aplique diretamente sobre a ferida, realizando a compressão através do aplicador de pressão, fixe-a com a trava de fechamento.

#### **Passo a passo:**

- 1 – Passe a bandagem elástica pela barra de pressão de plástico e aperte-a firmemente.
- 2- Puxe a bandagem elástica, forçando a barra de pressão de forma que a mesma fique plana na almofada.
- 3 – Ao utilizar a bandagem em um órgão, comece a enrola-la pela parte mais distante até a mais próxima do corpo. Continue enrolando o resto da bandagem elástica em torno do paciente e ao redor da barra de pressão,



garantindo que a mesma cubra toda a almofada de absorção, de forma que não entre resíduos ou sujeira dentro dela.

4 – Uma vez que a almofada de absorção esteja completamente coberta, torça o elástico fazendo com que ele assuma a forma de uma corda.

5 – Enrole o restante do elástico na parte mais próxima do corpo.

6 - Coloque a barra de pressão abaixo de uma das cordas com o gancho virado para baixo.

7 – torça a barra de fechamento como de torniquete para aumentar a pressão sobre a ferida.

### **Composição:**

1 Bandagem Israelense Hospicenter feita de Algodão e Plástico, Atadura Elástica com Algodão, Poliamida, Livre de Látex, trava de fechamento de policarbonato, 1 manual de instruções.

**Modelos:** HS-LBD-4; HS-LBD-6;

### **Condições de Armazenamento e Transporte do Produto:**

Temperatura de armazenamento -10° até 55°; Umidade relativa do ar: 10% até 95% sem condensação.

Temperatura de transport: -10° até 55°; Umidade relativa do ar: 10% até 95% sem condensação.

### **Advertências:**

- 1 - Não utilizar caso a embalagem esteja danificada.
- 2 - Não utilizar caso o produto esteja com a data de validade expirada;
- 3 - Não utilizar o dispositivo sem a orientação de um profissional qualificado;

### **Precauções:**

Qualquer dispositivo que tenha suas características superficiais alteradas, que tenha caído ou sido mal manuseado ou que seja suspeito de ter sofrido dano não pode ser usado e deve ser descartado;

Descarte e não use artigos fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados,

Antes de utiliza as Bandagens Israelenses Hospicenter certifique-se de ler e compreender as instruções fornecidas nas instruções de uso;

**Fabricante:** ZHANGJIAGANG HIGHSEE CO.,LTD.

CENTRAL CHANGJIANG ROAD, NO.78 , JINGANG TOWN ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU PROVINCE, 215634.



**Distribuidor:**

I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA – EIRELI

Av. Bernardo Sayão, Centro, N° 785, Rialma – Goiás - CEP: 76310-000

Tel: (62) 3397-2256 – CNPJ: 18.031.325/0001-05

Responsável Técnico: Italo Seixas Costa – COREN: N° 217956-ENF

Cadastro do Produto na ANVISA: 81766600027



Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

| Detalhes do Produto |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Nome da Empresa     | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - ME |
| CNPJ                | 18.031.325/0001-05                    |
| Autorização         | [sem dados cadastrados]               |
| Produto             | Bandagem Israelense Hospicenter       |

| Modelo Produto Médico |
|-----------------------|
| HS-LBD-4              |
| HS-LBD-6              |

| Tipo de Arquivo                                   | Arquivos                                                   | Expediente, data e hora de inclusão |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO | Manual de Instruções - Bandagem Israelense Hospicenter.pdf | 0472595229 - 07/02/2022 19:41:57    |

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Nome Técnico           | Bandagem                      |
| Registro               | 81766600027                   |
| Processo               | 25351851055202164             |
| Fabricante Legal       | ZHANGJIAGANG HIGHSEE CO. LTD. |
| Classificação de Risco | I - BAIXO RISCO               |
| Vencimento do Registro | VIGENTE                       |
| Situação               | [sem dados cadastrados]       |
| Data de Publicação     | [sem dados cadastrados]       |

# TECH-SUL

## M E D I C A L

### CINTOS TIRANTE ARANHA

**O Cinto Tirante Aranha - Tech-Sul Medical deve ser utilizado em prancha rígida para fixar o paciente a ser socorrido e transportado da melhor forma possível**

### CARACTERISTICAS



- 1 tirante principal na cor preta, com sistema em “V” e altura regulável. Adaptável para prancha rígida;
- 4 Tirantes transversais em diversas cores, com altura regulável, fecho de regulagem em velcro e regulador plástico;
- Confeccionado em fitas de poliamida 100% preta e coloridas com aproximadamente 48mm de largura;

### Especificações técnicas:



- Modelo: adulto e infantil; Dimensões aproximadas para o
- Cinto Aranha Adulto: Comprimento: **1,80m**; Fita em Y: **1,98m**;  
Fita verde: **1,60m**; Fita preta: **1,60m**;  
Fita vermelha: **1,25m**; Fita amarela: **1,25m**.
- Dimensões aproximadas para o Cinto Aranha Infantil:  
Comprimento: m; Fita em Y: **1,30m**;  
Fita verde: **110,5cm**; Fita vermelha: **111cm**;  
Fita amarela: **71,5cm**.

**FABRICADO E DISTRIBUIDO POR:**  
**TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**  
**CNPJ: 21.831.246/0001-85**

**(47)3456-5099 - (47)98475-2214**

[www.techsulmedical.com.br/](http://www.techsulmedical.com.br/)



### TESOURA PARA BANDAGEM/ROMBA

#### CARACTERÍSTICAS:

- Utilizada para cortar tecidos e fios com ponta romba;
- Navalha afiada, super-cirúrgica, lâminas endurecidas de aço inoxidável com borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes;
- Borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes;
- Lâminas temperadas e insuperável durabilidade, em aço inoxidável;
- Grande anel de polipropileno proporciona o máximo de controle e conforto;
- Totalmente autoclavável à 143°;
- Disponível em 19 cm ou 14 cm;
- Validade indeterminada. Garantia contra defeitos de fabricação;
- Produto isento de Registro na ANVISA.



**DISTRIBUIDO POR:**  
**TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**  
**CNPJ: 21.831.246/0001-85**

**(47) 3456-5099 - (47) 98475-2214**  
[www.techsulmedical.com.br/](http://www.techsulmedical.com.br/)